

근관세척

18%

THE 깨끗하게

- ✓ 근관 성형 시 기구의 윤활 작용이 우수
- ✓ Smear Layer 제거에 용이
- ✓ 근관 성형 시 근관 내부의 탈회 작용
- ✓ 우수한 흐름성으로 보관 및 적용이 용이함



Endo@Prep™ EDTA

EDTA Root Canal Cleaning and Preparation



Endo@Prep™ EDTA

✓ 특허가 말해주는 근관 세척제



Endo@Prep™ 은 Cream, Gel, Liquid의 세 가지 EDTA 제형으로 제공되어, 술자의 선호도와 다양한 임상 상황에 맞게 선택할 수 있습니다. Cream과 Gel 타입은 근관 성형 시 파일의 원활한 조작을 위한 윤활 작용과 Smear Layer 제거에 효과적입니다.

✓ 적응증

- 석회화가 심한 근관
- 좁아진 근관의 확대

- 파일 및 성형 기구의 윤활 효과
- 근관 내 항균효과

✓ 임상결과



*Courtesy of Prof. Kyung-San Min
Department of Conservative Dentistry,
Jeonbuk National University School of Dentistry

✓ 적용 과정



① Endo@Prep Gel 적용 (10초)



② NaOCl로 세척



③ 버블링 효과

Gel



Endo@Prep™ Gel
9g x 2ea, Disposable tips

Cream



Endo@Prep™ Cream
9g x 2ea, Disposable tips

Liquid



MD-Solution™
100ml x 1ea

|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877
서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

MDclus
MEDICLUS CO., LTD.