

Any-Paste®

근관 내 적용을 위한 수용성 수산화칼슘 임시 근관 충전재

효과적인 감염조절 편리한 적용과 손쉬운 제거



보편적 적용

근관치료 전 과정에서 다양한 병변에 적용 가능
다기능 임상 활용: 세균억제, 삼출물 관리 등
다양한 단계와 상황에서 신뢰할 수 있는 임시 충전 솔루션

생물학적 안정화 지원

근관 치료 중 근관 내 감염 유입 방지 및 세균의 증식 차단
근관 내 잔존 치수 조직 용해로 통증 조절
삼출액이 지속되는 근관 드레싱

Any-Paste®

근관치료 과정에서 필수적인 수산화칼슘 임시 근관 충전재

Any-Paste®는 근관치료 과정에서 근관 내 감염 조절 및 감염원의 유입을 차단하는데 도움을 주는 수산화칼슘 기반의 임시 근관 충전재입니다. Pre-mixed 형태의 paste로 근관 내 쉽게 적용할 수 있으며, 감염 근관에서 감염원이 재증식할 수 있는 환경을 차단해 주고, 세균의 근관 내 유입을 막기 위해 사용할 수 있습니다. 또한 삼출액이 지속적으로 발생하는 근관 내 적용하여 치유를 도모하고, 잔존 치수의 용해에 효과적으로 작용하여 통증 조절에 도움을 줄 수 있습니다.

Any-Paste®는 뛰어난 흐름성과 임상 친화적인 제형으로, One-Fil 적용 전 단계에서 감염억제와 조직 상태 평가에 유용하게 사용됩니다.

적응증

- 치근단형성술
- 근관 내 임시 충전
- 직접 치수복조 증 치수 보존치료
- 치수절제술
- 근관 내 지속적인 삼출물 관리
- 내, 외부 치근흡수증 관리

이점

- 편리하고 정확한 적용: Premixed 타입으로 바로 적용 가능
- 높은 방사선불투과성: 400% AI
- 우수한 흐름성: 근관 내 부드럽고 균일한 적용 가능
- 손쉬운 제거: 친수성으로 EDTA/NaOCl 세척 시 용이한 제거
- 우수한 항균효과: pH12.6의 고알칼리성 환경으로 세균 억제

임상사진



치료 전



Any-Paste® 적용



제거 후



One-Fil® 적용 후

제품구성



#505-1 Any-Paste®

Any-Paste® 2g x 1ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



KRF20250815 V1