

Canal-Seek™ (카날-시크)

근관입구 및 치아균열식별액

특징

- 시린지 타입으로 적용이 용이
- 불필요한 치질 삭제를 최소화 & 짧은 시간에 근관입구 및 치아균열 식별이 가능
- 체어타임을 줄여 경제적 시술 가능
- 우식부위를 정확하게 감별하여 2차우식 예방

적용방법



1. Canal-Seek을 시술 부위에 도포한다



2. 5~10초 후 물로 세척하고 건조한다



3. 파란색으로 염색된 곳을 확인하여 근관입구 및 균열을 확인한다



근관입구 및 치아균열 식별액

CONTENTS

507 Canal-Seek 3ml x 1ea

소비자가격

33,000원

Endo@Prep™ EDTA Cream (엔도@프렙 크림)

FDA

파일크림

특징

- 근관 석회화 시 적용
- 엔도 파일의 윤활작용 촉진
- 탁월한 도말층 제거



EDTA CREAM TYPE FDA

CONTENTS

502-1 Endo@Prep EDTA Cream 9g x 2ea

소비자가격

27,000원