

Any-Etch[®] (애니-에치)

치과용 산부식제

우수한 점도를 지닌 37% 에칭

특징

- 크림타입과 젤타입으로 용도에 맞게 선택하여 적용 가능
- 적절한 에칭 깊이 형성 (1.9um)
(Dentin 10sec. / Enamel 15sec.)
- 상아질과 법랑질의 도말층 제거에 용이
- 세척이 간편하며 세척 후 잔여물이 남지 않음
- 탁월한 색상으로 식별이 용이, 수세 여부 확인 가능



적용방법



점도



도말 에칭



선택 에칭



크림타입의 선택 에칭

CONTENTS

304-1 Any-Etch 3ml x 5ea

소비자가격

33,000원



젤타입 에칭

CONTENTS

305-1 Any-Etch Classic 3ml x 5ea

소비자가격

33,000원

ETCHING

BONDING

RESTORATION