

Any-Com® Bulk (애니-콤 벌크)

FDA

불소가 함유된 벌크-필 플로우레진


적용범위

- 전치부 및 구치부 적용
- 베이스 라이너로 적용
- Fluoride releasing resin
- Small class I
- 코어 빌드-업 용
- Post endodontic coronal seal
- Primary molars


특징

- 경제적인 시술 시간
- 쉽고 간단한 테크닉
- 최대 4mm 까지 한번에 적용 가능
- 우수한 불소방출로 소아 치아에 효과적
- 우수한 방사선 불투과성


UP TO 4mm



결과



Core build-up Application






Resin Tag



Transparency Shade

물리적 특성



Self-leveling



Time →



FDA

광중합형 벌크-필 플로우레진

CONTENTS

307-11~307-15 Any-Com Bulk 2g x 1ea



소비자가격

38,000원