


## 적용범위

- 구치부 Class I II V 수복
- 전치부 Class III IV V 수복
- 구강 내 고정 보철물 리페어
- 광중합 깊이 : 2.5mm (10 sec.)

## 특징

- 우수한 방사선 불투과성
- 중합 수축률 최소화
- 최상의 점도로 끈적임 없이 조작이 우수함
- 셰이드 다양성
- 지르코니아 나노 필러 함유로 우수한 마모 저항성 향상

## 물리적 특성



## 색상

|    |    |    |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |
|----|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | C2 | D2 | OA2 | OA3 | TL  | WT |
|    |    |    |      |    |    |    |    |    | OP  | A2E | A3E |    |



## 광중합형 복합레진

### CONTENTS

|                                                 | 소비자가격    |
|-------------------------------------------------|----------|
| # 301 Any-Com Universal Kit                     | 198,000원 |
| Any-Com 4g x 6ea                                |          |
| Any-Etch 3ml x 1ea, Hi-Bond Universal 5ml x 1ea |          |
| # 301-00 Any-Com Refill 4g x 1ea                | 33,000원  |
| # 302 Any-Com Kit                               | 165,000원 |
| Any-Com 4g x 5ea                                |          |
| Any-Etch 3ml x 1ea, Hi-Bond Universal 5ml x 1ea |          |