

Any-Com® Flow

(애니-콤 플로우)

지르코니아 나노 필러를 함유한
광중합형 흐름성 복합레진

FDA

적용범위

- Class III IV V 수복
- 베이스 / 라이너
- 크라운, 브릿지, 레진 및 임시 수복물의 리페어
- 치면 열구 전색제
- 언더컷트의 블록아웃
- 광중합 깊이 : 3mm (10 sec.)

특징

- 흐름성이 우수하고 수축률이 낮아 Cervical 과 Proximal 등의 부위에 유용
- 실란트 및 베이스라이너로 사용이 가능
- 좁고 깊은 우식 부위에 적용이 용이
- 다양한 shade 구성

결과



Clinical Reference [1]



Clinical Reference [2]




색상


A1	A2	A3	A3.5	A4
B1	B2	C2	OA2	OA3
OWT	TL			

물리적 특성


Flexural strength (MPa)



Shrinkage rate (%)



Compressive strength (MPa)



광중합형 흐름성 복합 레진

CONTENTS

	소비자가격
# 306 Any-Com Flow Kit	132,000원
Any-Com Flow 2g x 4ea, Any-Etch 3ml x 1ea, Hi-Bond Universal 5ml x 1ea	
# 306-00 Any-Com Flow Refill 2g x 2ea	33,000원