

STRONG RETENTION EASY REMOVAL


우수한 유지력
손쉬운 제거용이성
간편한 조작력

PRODUCT	WORKING TIME (at 25 °C)	SETTING TIME (at 25 °C)
Any-Temp NE	1'00"	3'00"
Any-Cem Implant	2'00"	3'10"


특징

- 이중중합형 합착재
- 우수한 방사선불투과성
- 잉여시멘트 제거 용이
- 우수한 흐름성
- 낮은 피막도


전단 접착강도(MPa)



압축강도(MPa)



방사선불투과성



Any-Cem Implant

For
long term
temporary



CONTENTS

- # 202-1 Any-Cem Implant Pink 6g x 1syringe
- # 202-2 Any-Cem Implant White 6g x 1syringe

소비자가격 66,000원

Any-Temp NE

For
temporary



CONTENTS

- # 201-1 Any-Temp NE 10g x 2syringes

소비자가격 27,000원