


NEW

Any-Cem[®] Implant

임플란트 유지 크라운의 안정적이고 심미적인 임시합착을 위한 이원중합형의 레진시멘트

강력한 고정,
손쉬운 제거



MDCLUS
MEDICLUS CO., LTD.

Any-Cem[®] Implant

임플란트 크라운과 다양한 보철물의 강력한 고정과 손상없는 제거가 가능한 전용 임시 시멘트

Any-Cem Implant는 임플란트 크라운과 브릿지, 인레이, 온레이, 비니어의 강력하고 안정적인 임시합착을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 제품의 탄성은 저작압에 유연하게 반응하고, 충격을 흡수하며, 마진과 갭을 긴밀하게 봉쇄합니다. 또한, 필요 시 보철물의 편안한 제거를 가능하게 합니다. 유지율을 미함유한 이원중합형의 Any-Cem Implant는 최종 장착될 영구수복물의 접착에 영향을 주지 않으며, White와 Pink 두 가지 쉼이드로 심미적인 전치부 수복물의 임시 합착에도 적합합니다.

술자와 환자의 모두에게 편안함을 제공하는 강력하고 안정적인 임시고정!


적응증

- 임플란트 유지 크라운, 브릿지, 인레이, 온레이, 비니어의 임시합착
- 올-세라믹과 복합레진 수복물의 임시합착


이점

- 안정적인 고정과 간편한 제거
- 적절한 강도와 복원력, 탄성: 특별한 UDMA 성분
- 충분한 작업시간: 2분 30초 (25℃), 1분 30초 (37℃, 자가중합)
- 효율성을 높여주는 두 가지 중합모드: 광중합, 자가중합
- Tack-Cure 후 손쉬운 과잉제거
- 심미성을 고려한 두 가지 쉼이드: White, Pink
- 오토믹스 더블 푸시 시린지를 사용한 손쉬운 적용

적용과정



방사선불투과성



Any-Cem[®] Implant

제품 P

* 제공: 루나치과보존과치과 조성근 원장

제품구성



#202-1 Any-Cem[®] Implant Refill 6g 1ea, Pink

Automix tips 10ea
Eco-tip 1ea
Mixing pad 1ea

#202-2 Any-Cem[®] Implant Refill 6g 1ea, White

Automix tips 10ea
Eco-tip 1ea
Mixing pad 1ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

