

Ezi-Crown[®]

임시보철물 제작을 위한 UDMA 기반의 광중합형 컴포지트 레진

원-스텝 임시보철



- 간편하고
- 신속하고
- 깨끗하고
- 효율적인

편안한 과정, 효율적인 심미

파우더와 리퀴드의 혼합 불필요, 불쾌한 향 없음
긴 작업시간, 빠른 광중합, 세가지 쉐이드 (A1, A2, A3)

간단하고 강력한 임시보철물

Any-Cem Implant와 함께 간편하고 빠른 과정
신뢰할 수 있는 제조사가 제공하는 검증된 임시보철 시스템

Ezi-Crown®

장기간 지속되는 내구성 있는 임시보철물의 빠르고 편리한 제작과 이장, 복제: 임플란트 즉시 크라운, 크라운, 브릿지

Ezi-Crown은 임플란트 즉시 크라운이나 임시 브릿지와 같은 임시보철물을 진료실에서 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 개발되었습니다. 과거의 재료들과 달리, 이 제품은 파우더와 리퀴드의 혼합이 필요하지 않고, 그 결과 고품질의 심미적인 임시보철물을 더 짧은 시간 내에 제작할 수 있습니다. 끈적임 없는 물성과 편안한 향, 발열이 없는 중합, 조정 중 적은 분진은 의료진과 환자에게 편안한 진료환경을 제공합니다. 이제, 시간을 절약하고 임상을 즐기세요!

적응증

- 임플란트 즉시 임시 크라운 제작
- 임시 크라운과 브릿지 제작
- 임시 보철물의 이장
- 기존 보철물의 복제

이점

- 사전 혼합된 재료: 빠른 과정과 균일한 품질
- 끈적임 없는 물성: 편리한 조작
- 향 없음: 의료진과 환자의 편안함
- 열 발생 없는 경화: 경화 중 치수의 자극과 손상에서 자유로움
- 깨끗한 진료환경: 기존 제품 대비 적은 분진
- 효율성을 높여주는 중합모드: 광중합 20초
- 경제적인 사용: 혼합용 팁 불필요

적용과정



제품구성



Ezi-Crown® Refill 15g x 2ea

#703-1 Ezi-Crown A1

#703-2 Ezi-Crown A2

#703-3 Ezi-Crown A3

비디오



(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

