

Any-Core® (애니-코어)

FDA


듀얼중합형, 코어빌드업 복합레진

덴틴과 유사한 압축강도를 지닌 이중 중합방식의 지대치 축조용으로써, 코어용 레진

특징

- 우수한 조작성과 흐름성
- 우수한 압축강도 / 굴곡강도
- 상아질과 유사한 경도 (Hardness)
- A3 색상은 덴틴과 유사하면서 자연치와 구분이 가능하며, 프랩을 할때 용이함
- 광중합시간 : 20초
- 화학중합시간 : 5분 (구강 내)
- 낮은 중합 수축률
- 우수한 방사선 불투과성

물리적 특성



적용방법



1. 에칭 적용



2. 본딩제 적용



3. Any-Core Blue and A3 적용



결과



코어빌드업용 복합레진 FDA

SHADE A3, White, Blue

CONTENTS

	소비자가격
# 801-1 Any-Core Kit A3 9g x 2ea	66,000원
# 801-2 Any-Core Refill A3 9g x 1ea	33,000원
# 802-1 Any-Core Kit White 9g x 2ea	66,000원
# 802-2 Any-Core Refill White 9g x 1ea	33,000원
# 803-1 Any-Core Kit Blue 9g x 2ea	66,000원
# 803-2 Any-Core Refill Blue 9g x 1ea	33,000원

