

Any-Core®

코어 빌드-업을 위한 이원중합형의 컴포지트 레진

단단하지만,
부드럽게

자유로운 선택, 효율적인 심미

임상상황을 고려한 세 가지 쉐이드 (A3, White, Blue)와
두 가지 중합방식 (광중합, 자가중합)

강력한 코어 빌드-업

Hi-Bond Universal을 사용한 간편하고 빠른 과정
신뢰할 수 있는 제조사가 제공하는 검증된 코어 빌드-업 시스템






MDCLUS
MEDICLUS CO., LTD.

Any-Core®


모든 치과용 보철물의 신뢰할 수 있는 기초: 메탈, PFM, 올-세라믹 크라운/브릿지

Any-Core®는 부분적으로 손실되거나 전체가 손상된 생활치와 실패치의 재건을 위해 사용되는 코어 빌드-업을 위한 컴포지트 레진입니다. 두 가지 중합옵션과 세 가지 쉐이드를 가진 이 제품은 다양하고 복잡한 임상상황에서 편리하고 심미적으로 사용됩니다.

물성



결합강도 (상아질, 24시간)



+ Hi-Bond Universal

* 출처: 메디클러스 R&D

방사선불투과성



* 제공: 루나치과보존과치과
조성근 원장

적용과정

Hi-Bond Universal 접착과 Any-Core 코어 빌드-업



제품구성

Any-Core® Kit 9g X 2ea, Automix tips

#801 Any-Core® A3



#802 Any-Core® White



#803 Any-Core® Blue



(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.medclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



KRFL20250318 V1