

임시 충전은 기본, 임플란트 홀 충전까지 “원스필” 하나로




SIMPLE SPEEDY SAFE

조작성이 우수하고 제거가 용이하다.	교합을 맞추기 위한 시술시간이 경제적이다.	실링력이 우수하다.
---------------------------	-------------------------------	---------------

원스-필 플로우의 탁월한 흐름성으로 깊은 치아와동의
임시 충전재 및 임플란트 상부 구조물 홀 충전재로서,
적용이 쉬우며, 우수한 탄성력과 우수한 실링력으로
탈락의 위험이 적다.

플로우 레진과의 실링력 비교 결과 (SEM)



침투실험



두 가지 탄성



• One-Temp (고탄성), Once-Fil Flow (흐름성, 고탄성)

마진을 손상시키지 않고 손쉽게 제거할 수 있는 이 제품은 평행한 외벽을 가진 깊은 와동과 임플란트 스크루 홀의 봉쇄에 특히 적합합니다. 이 제품의 특별한 모노머 혼합물은 재료에 높은 탄성을 부여하고 손쉬운 제거를 가능하게 합니다.



• One-Temp Flow (저탄성)

One-Temp 보다 높은 강도를 가지는 이 제품은 유지와 저작에 장점이 있고, 상대적으로 더 큰 와동에 적합합니다.

Once-Fil Flow

FLOW



CONTENTS FDA

소비자가격 38,000원

- # 101-1 Once-Fil Flow Blue 1.2ml x 5syringes
- # 101-2 Once-Fil Flow Yellow 1.2ml x 5syringes
- # 104-1 One-Temp Flow Blue 1.2ml x 5syringes
- # 104-2 One-Temp Flow A2 1.2ml x 5syringes
- # 104-3 One-Temp Flow White 1.2ml x 5syringes

One-Temp



CONTENTS

소비자가격 38,000원

- # 102-1 One-Temp Blue 2.8g x 3syringes
- # 102-2 One-Temp Yellow 2.8g x 3syringes