

임시 충전, 원하는 색상대로

FLOW부터 HARD까지 고탄성부터 고강도까지

FLOW ↔ HARD



BLUE · YELLOW · WHITE

고탄성 고탄성 고강도

HARD

고탄성

- ✓ 우수한 흐름성과 다양한 점도
- ✓ 고탄성부터 고강도까지 선택
- ✓ 광중합으로 빠르고 편리한 적용
- ✓ 임상 상황에 따른 다양한 물성 선택

빠르고 쉬운
광중합형
임시 충전재

One-Temp™ Line

Light-Cured Temporary Filling Material



One-Temp™ Line

☑ 하나의 라인, 필요한 색상과 물성의 선택

FLOWABLE부터 HARD까지 ! 고탄성부터 고강도까지 !

임상 상황에 따라 흐름성·점도·탄성·강도를 선택할 수 있는 광중합형 임시충전재 라인입니다.


☑ 제품 비교




	FLOW	FLOW	HARD
쉐이드	 Blue / Yellow	 White	 Blue / Yellow
흐름성	높음	높음	낮음
탄성	 높음	 낮음	 높음
제거 편의성	●●●	별도 확인	●●●
핵심	잘 흐르고 쉽게 제거	흐르면서 단단하게	기구사용 요구, 쉽게 제거
용도	임시 충전재, 임플란트 홀 충전	고강도 재료로써 새로운 임상적 활용	임시 충전재
제품 구성	One-Temp™ Flow Blue · Yellow 1.2ml X 5ea	One-Temp™ Flow White 1.2ml X 5ea	One-Temp™ Blue · Yellow 3g X 3ea

☑ 미세누출 시험 (Leakage Test)

[색소 침투 결과 - 72시간 경과]







One-Temp™ Flow 미적용 시
색소가 안쪽까지 스며들어,
코튼 롤이 파란색으로 변화



One-Temp™ Flow 적용 시
색소 침투가 관찰되지 않아
코튼 롤이 원래 색을 유지

[색소 침투 결과 - SEM]



|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877
서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

MDclus
MEDICLUS CO., LTD.