

The-SEP[®]

치과용 수용성 바세린 및 분리재

수용성 바세린



잔여물 걱정 없이 깔끔한 사용감

기존의 비수용성 분리재나 석유계 바세린과 달리,
잔여물 걱정 없이 깔끔하게 사용 가능함

물로 쉽고 빠르게 간편 제거

얇은 분리막을 형성하여 작업 표면을 보호하며
시술 후 물로 쉽게 제거할 수 있는 것이 가장 큰 특징

The-SEP®

치과 임상 및 기공 과정에서 재료 간의 부착을 방지하기 위해 사용하는 치과용 수용성 분리재

The-SEP®은 기존의 석유계 바세린이 갖는 분리 기능을 기반으로 하여, 치과 환경에 적합하도록 수용성으로 개발된 것이 특징입니다. 이를 통해 작업 후 물로 쉽게 제거할 수 있으며, 잔여물로 인한 불편을 최소화하도록 설계되었습니다.


임상 (Clinical Use)

- 임시 수복물 제작 시 재료 분리
- 매트릭스 밴드, 클램프 등 기구와 재료 간 분리
- 레진 중합 시 표면 산소 노출을 줄이기 위한 보조 용도
- 템포라리 시멘트 사용 시 과도한 부착 방지
- 보철물 부착 시 잉여 시멘트 제거 용이

기공 (Laboratory Use)

- 석고 - 석고 간 분리
- 모델 작업 시 부착 방지
- 레진·아크릴 작업 시 몰드 분리
- 보철물 및 모델 표면 보호
- 임시 보철 및 트레이 제작 시 분리 보조

적용방법



제품구성



403-1 The-SEP®

The-SEP Blue 5ml x 2ea / Brush

403-2 The-SEP®

The-SEP White 5ml x 2ea / Brush

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877

서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com



KRFL20250822 V1