

Any-Com[®] Seal

효과적인 소와열구 실란트

소와열구의 강력한 보호



적절한 점도, 정밀한 분사

편안하고 효율적인 열구봉쇄
빠르고, 편안한 치료

신뢰할 수 있는 치아보호 시스템

점도 선택이 가능한 37% 인산 젤: Dentto-Etch Plus, Any-Etch
추가보호를 위한 치아관리 젤: Desens Bio-Care

Any-Com® Seal

소아환자를 위한 빠르고 편한 비침습적 열구봉쇄

Any-Com Seal은 불소를 지속적으로 방출하는 컴포지트 레진 기반의 효과적인 광중합형 소와열구 실란트입니다. 이 제품의 시린지와 팁은 Any-Com Seal의 정확하고 정밀한 분사를 가능하게 하고, 열구의 과도한 충전을 피할 수 있게 해줍니다. 제품에 함유된 미세입자는 마진과 치면을 긴밀하게 봉쇄합니다. 그 결과, 치아가 우식균으로부터 효과적으로 보호됩니다.


적응증

- 소와와 열구의 전색

이점


- 높은 마모저항성과 강도: 무기질 필러 42% 함유
- 빠르고 정확한 분사와 미세한 적용: 적절한 점도와 흐름성
- 복잡한 구조를 가진 치면이나 상악에도 우수한 침투: 요변성

불소방출



* 출처: 메디클러스 R&D

적용과정



관련논문



Journal of Dentistry
Volume 160, September 2025, 105869

Enhancing dental sealant performance:
Effects of mesoporous bioactive glass and
10-MDP on adhesion and remineralization

Nara Yun ^{a,1}, Hyun-Jung Kim ^{a,1}, Jiyoung Kwon ^b, Sun-Young Kim ^c, Duck-Su Kim ^{a,2} &

제품구성



#308-1 Any-Com® Seal

Any-Com Seal 2g x 2ea, White
Flex Tip x 20ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

