

Dentto-DamTM

잇몸 보호와 러버담 밀폐를 위한 광중합형 리퀴드 댐

정확한 격리,
간편한 제거



다양한 적응증

견고한 밀폐: 미백제 및 에칭제와 치은조직의 접촉 방지
치관/치수벽 형성: 신경치료 과정 중 격리벽 형성

편리한 적용

우수한 흐름성: 치간 및 치은열구 침투 및 봉쇄
선명한 색상: 가시적인 식별로 정확한 적용

Dentto-Dam™

강력한 보호와 밀폐, 손쉬운 제거로 완성되는 정확하고 편안한 진료

Dentto-Dam™은 선명한 파란색의 광중합형 복합레진계 잇몸 보호제입니다. 러버댐 장착 시 잇몸과 인접 부위를 완벽하게 밀폐하여 미백제, 에칭제, 블라스팅 재료 등이 주변 조직과 접촉하는 것을 효과적으로 차단합니다. 전문가 치아 미백 시에는 잇몸을 안전하게 감싸 약제로 인한 자극과 손상을 최소화하며, 뛰어난 흐름성으로 치간부나 잇몸열구와 같은 세부 부위에도 정밀한 도포가 가능합니다. 또한, 한 번에 손쉽게 제거할 수 있어 진료의 효율성과 편의성을 크게 높여줍니다.

적응증

- 전문가 미백 시 미백제와 잇몸 사이 차단
- 에칭제, 블라스팅 분말 등 자극 물질로부터 잇몸 보호
- 러버댐 장착 시 보조적 밀폐 효과 제공

임상사진


● 미백시 잇몸보호



● 러버댐 밀폐



적용과정



비디오



제품구성



#402 Dentto-Dam™

Dentto-Dam 1.2ml x 5ea
Disposable tips

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

