

Any-Flex™ (Heavy, Light, Bite, Clear)

인상재

Vinyl Polysiloxane계 인상재로서, 친수성이 뛰어나며 탄성회복율이 좋고, 미세부재현성이 우수한 인상재료

Heavy body

- 라이트 바디와 함께 Individual tray 및 원스텝으로 미백용 트레이 제작에 사용된다.
- 정밀 인상 재현이 가능한 우수한 성질을 지닌다.

Light body

- 트레이에 헤비바디를 적용한 후에 지대치에 라이트 바디를 주입하는 원스텝으로 사용된다.
- 경화 후 적합한 경도로 변형이 생기지 않고 정밀한 교합채득이 가능한 흐름성이 우수한 바이트 인상재이다.

Bite

- 경화 후 적합한 경도로 변형이 생기지 않고 정밀한 교합채득이 가능한 흐름성이 우수한 바이트 인상재이다.
- 우수한 흐름성과 강도로 정밀한 교합채득이 가능하다.

Clear

- 투명한 인상재로서 빛이 투과되어 광중합형 임시크라운 제작에 유리하다.

Time of application

Items	Working Time 23°C	Setting Time (Intra-oral, 23°C)	Shore A
Heavy body	1:00	3:30	61
Light body	1:00	3:30	46
Bite	0:20	0:45	88
Clear	0:25	0:60	60



Any-Flex™ (Heavy, Light, Bite, Clear)

CONTENTS	소비자가격
# 901-2 Any-Flex Heavy Body 50ml x 10ea	72,000원
# 902-1 Any-Flex Light Body 50ml x 4ea	36,000원
# 903-2 Any-Flex Bite Blue 50ml x 2ea	33,000원
# 904-1 Any-Flex Clear 50ml x 4ea	96,000원