

The-Block Out Resin™

광중합으로 컨트롤하는 블럭아웃 레진, 임상과 기공을 위한 선택

최적의 흐름성 기공용 레진



정밀한 모델 보정

기공 과정에서 언더컷과 불필요한 공간을 선택적으로 정리
작업 효율과 보철물의 완성도를 높여주는 기공용 보조 레진

정확한 제작

미백 젤을 위한 Reservoir 공간 형성
균일한 트레이 제작과 예측 가능한 결과를 지원

The-Block Out Resin™

석고모델의 블럭아웃 등 다양하게 사용 가능한 광중합형 레진

The-Block Out Resin™은 우수한 흐름성을 가진 광중합형 기공용 레진으로, 석고모델의 언더컷 및 불필요한 공간을 손쉽게 차단하여 보다 정밀한 보철물 제작을 지원합니다. 필요한 부위에만 선택적으로 적용할 수 있어 작업 효율을 높이고, 보철물의 적합도와 완성도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

무너지지 않는 안정적인 형태 유지력과 우수한 작업성으로 가공 과정은 물론 다양한 치과용 보조 작업에 폭넓게 활용할 수 있는 다목적 기공용 레진입니다.

적응증

- 무너지지 않는 우수한 흐름성
- 다양한 목적의 기공용 재료
- 크라운·브릿지 제작 전 모델 언더컷 블럭아웃
- 임플란트 보철 모델 작업 전 불필요한 공간 차단
- 프레임워크 제작 전 모델 보호 및 작업 환경 정리
- 보철물 탈착 시 모델 및 보철물 손상 방지 목적
- 미백 젤을 위한 Reservoir 공간 형성용으로 사용


적용방법



For under cut



For clear aligner



For bleaching tray

제품구성



#601-1 The-Block Out Resin™

The-Block Out Resin 1.2ml x 5ea

(주) 메디클러스

청주 본사 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043 211 2877
서울 본부 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010 6416 2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

