

시간단축

냄새가
없다

수축이
없다

잔여물이
없다

LC-Resin™



쉽고 빠른, 광중합형 패턴레진



(주)메디클러스

본사/기술연구소 : 충북 청주시 흥덕구 공단로 134 세종테크노밸리 #1209, 1210, 1211호 / 전화 : 043-211-2877

서울영업소 : 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤 735호

제품문의 | 010-6416-2875

MDCLUS
(주)메디클러스

LC-ResinTM (엘씨-레진)

쉽고 빠른, 광중합형 패턴레진

특징

- 냄새가 나지 않는다.
- 수축이 없다.
- 소환시, 잔유물이 남지 않는다.
- 최적의 점도로 작업이 용이하다.
- 광중합형으로 작업속도가 빠르다.
- 굴곡강도 : 50Mpa
- 탄성계수 : 1,200Mpa
- 광중합깊이 : 5mm
(LED 광중합기 800~1,200 mW/cm² : 20초)


용도

- 임플란트 임프레션 코핑의 지그 제작
- 브리지, 인레이, 온레이 패턴
- 덴처의 메탈 프레임워크 패턴
- 파셜 덴처의 클라스프 패턴
- 텔레스코프 외관 제작

적용범위



임플란트 지그






골드 크라운



캡 크라운

적용순서



구성

- 602-1 LC-RESIN 레드 14g x 1EA / Disposable tips
- 602-2 LC-RESIN 바이올렛 14g x 1EA / Disposable tips