

The-Block Out Resin™

FDA

블럭아웃 레진

석고모델의 블럭아웃 등 다양하게 사용 가능한 기공용 레진

특징

- 무너지지 않는 우수한 흐름성
- Bleaching Tray를 만들기 위한 Reservoir 공간 제공
- 다양한 목적의 기공용 재료

적용범위



For under cut



For clear aligner



For bleaching tray



LIGHT-CURED RESIN FDA

CONTENTS

601-1 The-Block Out Resin 1.2ml x 5ea

소비자가격

38,000원

LC-Resin™ (LC-레진)

FDA

광중합형 패턴레진

특징

- 냄새가 없음
- 낮은 수축률
- 캐스팅 후 잔여물이 남지 않음
- 우수한 점도로 조작이 용이
- 경제적인 시술시간
- Flexural strength : 50MPa
- Elastic modulus : 1,200MPa
- Curing depth : 5mm



LIGHT-CURED PATTERN RESIN FDA

SHADE Red, Violet

CONTENTS

602-1 LC-Resin Red 14g x 1ea

602-2 LC-Resin Violet 14g x 1ea

소비자가격

27,000원

27,000원