

단단하지만, 부드럽게

Advantages

☑ 자유로운 선택, 효율적인 심미

- 임상상황을 고려한 세 가지 셰이드 (A3, White, Blue)와 두 가지 중합방식 (광중합, 자가중합)

☑ 강력한 코어 빌드-업

- Hi-Bond Universal을 사용한 간편하고 빠른 과정
- 신뢰할 수 있는 제조사가 제공하는 검증된 코어 빌드-업 시스템



코어 빌드-업을 위한
이원중합형의
컴포지트 레진

Any-Core®

Dual-cured Core Build-up Composite Resin






Any-Core®


☑ 메탈, PFM 및 올세라믹 수복을 위한 신뢰도 높은 코어 빌드업 솔루션

Any-Core®는 치관부 치질이 부분적 또는 광범위하게 상실된 생활치와 실험치의 코어 빌드업에 사용하는 컴포지트 레진입니다. 두 가지 중합 방식과 세 가지 색조를 제공하여 다양한 임상 증례에 적용할 수 있으며, 안정적인 지대치 형성과 심미수복이 가능합니다.

☑ 물성



☑ 결합강도 (상아질, 24시간)




* 출처: 메디클러스 R&D

☑ 방사선불투과성



* 제공: 루나치과 보존과치과 조성근 원장

☑ 적용과정 Hi-Bond® Universal 접착과 Any-Core® 코어 빌드-업



☑ 제품구성 Any-Core® Kit 9g x 2ea, Automix tips



|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877
 서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875
www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com

MDCLUS
 MEDICLUS CO., LTD.