

안정적이고 강력한 결합을 위한 에칭 젤

Advantages

- ☑ 접착과정에서 치아나 보철물의 전처리 : 복합레진 수복, 울-세라믹과 복합레진 간접수복물의 접착성 함착, 스플린트, 교정장치의 함착, 치아보석의 결합, 소와열구 실란트



두 가지 점도와
두 가지 색상의
37% 인산 젤

Any-Etch®

37% Phosphoric acid



Any-Etch®

Any-Etch® Classic

✓ 두 가지 점도와 두 가지 색상의 37% 인산 젤

목적에 맞는 점도 선택

인산 젤의 점도와 흐름성은 진료의 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.

일부 제품은 팁을 통과하며 점도가 낮아져 정확한 적용이 어렵거나, 재료가 와동 안으로 흘러내려 불편한 상황을 발생하기도 합니다. 구내 상황과 진료전략에 맞게 선택되는 특별한 조성의 인산 젤, Any-Etch®와 Any-Etch® Classic은 목적에 맞는 흐름성과 색상, 균일한 점도로 빠르고 효과적인 적용이 가능합니다.

필요에 따른 색상 선택

선명한 파란색의 Any-Etch®와 부드러운 파란색의 Any-Etch® Classic을 선택할 수 있습니다.

치아와 뚜렷하게 대비되는 색상의 Any-Etch는 이 재료가 목표한 부위에 정확하게 적용되는 것을 보장하고 수세 전과 후의 상태를 명확히 구분할 수 있게 합니다. 그 결과는 이 재료가 치아의 지나친 에칭을 방지할 수 있습니다. 부드러운 파란색의 저점도 인산 젤인 Any-Etch® Classic은 복잡한 와동과 치아 구조물에서도 쉽게 퍼져 나가며 가벼운 수세만으로도 쉽게 제거됩니다.

✓ 색상



Any-Etch®



Any-Etch® Classic



Any-Etch®로 그린 그림

✓ 적응증 점착과정에서 치아나 보철물의 전처리 :

복합레진 수복, 올-세라믹과 복합레진 간접수복물의 접착성 합착, 스플린트, 교정장치의 합착, 치아보석의 결합, 소와열구 실란트

✓ 제품구성



#304-1 Any-Etch®
3ml x 5ea



#305-1 Any-Etch® Classic
3ml x 5ea

|주| 메디클러스

청주본사 충북 청주시 흥덕구 공단로 134, 1210호 | 043-211-2877

서울본부 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 206호 | 010-6416-2875

www.mediclus.co.kr | saleskr@mdclus.com